

CARRERA

DESIGNED IN GERMANY

EN

WATER FLOSSER

Instruction manual

RU

ИРРИГАТОР

Инструкция по эксплуатации



№100

www.carrera.de

Welcome to the **CARRERA** club!

The story of **CARRERA** starts in the 80' in Germany as a lifestyle across two product categories: personal care and home appliances.

CARRERA engineers and designers were inspired by the legendary Carrera Panamericana, the longest and the most challenging race in the 50'. Only the racers who were ready to go beyond the limitations of their own bodies and materials stood a chance of winning.

Today, that same philosophy drives **CARRERA** to develop unique and powerful products.

Each product is made of hi-tech components and quality materials outlining power, quality, innovative features and effective design.

This approach resonated with millions of people, boosting **CARRERA** brand recognition in Europe up to 90 %. **CARRERA** products have become an embodiment of German precision and craftsmanship.

Today, **CARRERA** continues to invest into research and development. Each **CARRERA** product provides users with a sense of luxury, comfort and efficacy.

CARRERA is not just about tools. It is about a lifestyle.

CONTENT

01 SAFETY PRECAUTIONS	4
<hr/>	
02 INTENDED USE	5
<hr/>	
03 APPLIANCE OVERVIEW	5
<hr/>	
04 BEFORE USE	6
<hr/>	
05 OPERATION	8
<hr/>	
06 CLEANING & MAINTENANCE	9
<hr/>	
07 TROUBLESHOOTING	10
<hr/>	
08 DISPOSAL	11
<hr/>	
09 TRANSPORT AND STORAGE	11
<hr/>	
10 TECHNICAL SPECIFICATION	12
<hr/>	
11 SCOPE OF DELIVERY	12
<hr/>	
12 WARRANTY	12
<hr/>	
13 ADDITIONAL INFORMATION	13
<hr/>	

01 SAFETY PRECAUTIONS

Read this instruction manual carefully before using the appliance. Keep this instruction manual, the packing box and, if possible, other elements of the appliance's packaging. The manufacturer shall not be liable for any damage or malfunction of the appliance or for any damage resulting from incorrect or improper use of the appliance.


- Check the appliance and USB cable regularly for damage. Do not use the product if any damage is detected.
- Do not use the product for other than its intended use.
- Do not use the product outdoors.
- Do not immerse the product or USB cable in water or other liquids.
- Do not expose the product or USB cable to high temperatures, direct sunlight, dampness, or other adverse conditions.
- If you have recently undergone oral surgery or are undergoing oral treatment, it is not recommended to use the appliance without prior consultation with a doctor.
- If your gums start bleeding during use, you should stop using the product until you consult your doctor.
- Remove jewelry (rhinestones, grills, etc.) from the teeth before using the appliance.
- Always turn the appliance off before changing the nozzle or filling the water tank.
- Do not turn the appliance on when the water tank is empty. Do not fill the water tank with hot water.
- Do not leave the appliance running unattended, turn it off immediately after use.
- Be sure to pour any remaining water out after use. Clean the appliance after each use.
- Do not direct the water stream into the eyes, under the tongue, into the ear, nose or other sensitive areas.
- Do not use accessories that are not included in the scope of delivery.
- Do not subject the appliance to mechanical impact. Do not apply excessive pressure to the nozzle. Do not use deformed or mechanically damaged nozzles.
- Do not allow children to play with the appliance, the USB cable or the packaging.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Do not attempt to repair the appliance or replace any parts yourself. In case of malfunctions, contact the nearest service center.

02 INTENDED USE

The water flosser is designed for oral care and cleaning of the interdental space. The appliance is intended for use in commercial or domestic areas in accordance with the intended use and the safety precautions described in these operating instructions.

03 APPLIANCE OVERVIEW



04 BEFORE USE

Charging the appliance


- Charge the appliance for 4 hours before using it for the first time. This charging is necessary every time the appliance has not been used for a long time.
- Connect the appliance to a power supply (not included) via USB cable. The output power of the power supply should be no more than 15 W. The ambient temperature during charging should be 5-35 °C, otherwise the battery performance may deteriorate.
- You can determine the charge level by the mode indicators: when the battery level is low, all indicators will blink.
- During charging, the LEDs will blink slowly and will light up solid when the battery is fully charged.
- One full battery charge is enough for 35 days of use.
- After charging, disconnect the appliance from the power source immediately. The appliance cannot be used during charging.
- When the battery is fully charged, all LED-lights on will be steady on when the appliance is turned off. As the battery is used, the lights will gradually go out.

WARNING!


- **Do not leave the appliance discharged for long periods of time.**
- **When charging for the first time or after a long period of non-use, the indicators may not light up immediately after charging has started. Wait about 5 minutes, this is not a malfunction.**
- **Do not touch the USB cable with wet hands.**
- **If the appliance or USB cable become very hot during charging, disconnect the appliance from the power source immediately and contact an authorized service center.**
- **The appliance may vibrate slightly during charging, this is not a malfunction.**

Choosing and installing the tip

- The set includes 3 replaceable tips:




1. Standard tip for daily oral care.
 2. Periodontal tip for inflamed gums (suitable for periodontitis, periodontal disease and other gum diseases).
 3. Orthodontic tip for cleaning braces as well as bridges, implants and hard-to-reach areas of the mouth.
- Insert the tip into the special hole in the top of the housing until it clicks into place. Make sure it is securely locked in place.
 - Press the button on the body of the appliance to remove the tip.






Filling the water tank

Fill the tank with clean water through the opening in the body. Close the cover of the opening securely.



05 OPERATION

- Before using the water flosser, brush your teeth thoroughly with a toothbrush.
- Place the nozzle tip into your mouth at a 45° angle and press the mode button  to select one of the modes. Press . Holding the nozzle at 90° angle, direct the jet horizontally into the area between the teeth along the line of the gum. Move the nozzle from the back teeth to the front teeth. Do not press the tip too hard against the teeth or gums.
- The water flosser will turn off automatically when the tank is empty. To turn the water flosser off sooner, press the button .
- Drain any remaining water from the tank.




Operating modes

Normal: for gentle daily oral care: recommended for sensitive gums and when the gums have become accustomed to the water pressure in SOFT mode.

Soft: for gentle care with low water pressure: recommended for sensitive gums and in the first few days of irrigator use, until the gums are used to the water pressure.

Pulse: for spot cleaning and gums massage.



DIY (my program): the mode allows you to adjust the intensity of the water supply. A total of 7 intensity levels are available. Press the mode button to choose the DIY mode and hold the button to adjust the intensity level.

Recommendations for use

- Use the water flosser over the sink, as splashes may fly from the water flosser.
- At the beginning of use, it is recommended to use the water flosser once a day or every other day.
- Slight bleeding of the gums may occur during the first few uses. Bleeding should subside after 1-2 weeks of regular use; if gums continue to bleed, discontinue use and contact your dentist.
- Water flosser is not a substitute for brushing teeth with toothpaste and flossing. It is only effective when used together with these procedures.
- Too frequent use of an irrigator can thin tooth enamel and increase tooth sensitivity.

06 CLEANING AND MAINTENANCE

Wipe the body of the appliance with a clean, damp cloth and wipe dry.

- Rinse the nozzles under cool water and soap and water. It should be done after each use. It is recommended to replace the nozzles every three months.
- Drain the reservoir, then turn the appliance on and let it work out the remaining water.

- In case you plan not to use the appliance for a long time, you should remove the nozzle, drain the water and fully charge the appliance.
- Store the appliance in a cool, dry place out of the reach of children.

WARNING!

- **Do not use abrasive cleaning agents.**
- **Do not immerse the appliance in water!**

07 TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Water flosser does not turn on.	The water flosser is completely discharged.	Charge the water flosser according to these the instruction manual.
Low water pressure.	Low battery level.	Fully charge the water flosser.
	The nozzle is clogged.	Replace the nozzle.
Water is dripping from the tank.	The plug of the water inlet is not closed.	Close the cover tightly.
When plugged in, the water flosser does not charge.	The USB cable is damaged.	Contact an authorized service center.
	The appliance is not connected to the power supply properly.	Ensure that the appliance is connected to the power supply properly.
The battery charge runs out too quickly after being fully charged.	The water flosser is used at too low an ambient temperature.	Use and charge the water flosser at temperatures between 15 and 35 °C.

WARNING!

Never repair the appliance yourself. Always contact an authorized service center.

08 DISPOSAL



To protect the environment, do not dispose of appliance with household waste. Bring the appliance to specialized points for further disposal. For more information on the disposal of this product, contact your local authority, your household waste disposal service, or the retailer.

The battery is not intended to be replaced by the user. The battery contains materials that are hazardous to the environment. The battery must be removed from the appliance before disposal. The instrument must be unplugged when the battery is removed. The battery must be disposed of safely in accordance with the laws of the country of sale.

09 TRANSPORT AND STORAGE

- Store the appliance in a clean, closed, dry room at an ambient temperature between 5 and 40 °C and a relative humidity of no more than 70 %.
- Transportation of the device can be carried out by all means of transport, in accordance with the rules for the carriage of goods. When transporting in the original packaging, protect the appliance from damage, preventing the exposure to precipitation and aggressive environments.
- When transporting the appliance without original packaging, use bubble wrap and corrugated cardboard packaging. Wrap each element of the appliance in a film and place it vertically in the container. The free distance between the elements of the product must be laid with air bubble wrap or folded cardboard.

10 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Electric sonic tooth brush

- Model: CRP100
- Power: 10 W
- Battery: Li-ion, 2000 mA·h, 3,7 V
- Input: 5 V = 1 A
- Water pressure: 50-150 PSI
- Pulsation frequency: up to 1600 pulses per minute
- Water tank: 310 ml
- Charging time: 4 h
- Protection rating: IPX7
- Product dimensions: 293 x 85 x 65 mm
- Net weight: 260 g

11 SCOPE OF DELIVERY

- Water flosser
- Nozzles - 3 pcs
- USB cable
- Pouch
- Instruction manual

12 WARRANTY

Organization for warranty service and acceptance of claims:
LLC "MVM", Russia, 105066, Moscow, Nizhnyaya
Krasnoselskaya str., 40/12, building 20, floor 5, room II,
room 3.

Phone: +7 (495) 644-28-48

Information about the warranty conditions:

<https://www.eldorado.ru/spv>

or by phone Eldorado - 8 (800) 250 25 25

<https://www.mvideo.ru/spv>

or by phone M.Video - 8 (800) 600 77 75

The seller's warranty is 12 months from the date of sale
(transfer) of the goods to the Customer.

13 ADDITIONAL INFORMATION

Manufacturer: Iconbeauty (Shenzhen) Holding Ltd.

Address: Room 703, Block 1, Idee Monto Industry Park, 4th Industrial Zone, Shutianpu Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Made in China

Importer/Manufacturer's authorized company: LLC "MVM", Russia, 105066, Moscow, Nizhnyaya Krasnoselskaya str., 40/12, building 20, floor 5, room II, room 3.

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Phone: +7 (495) 644-28-48

Installed by the manufacturer in accordance with paragraph 2 of article 5 of the Law of the Russian Federation "On Consumer Protection" the service life of this product is 3 years from the date of sale, provided that the product is used in accordance with the rules and recommendations set forth in this instruction manual and applicable technical standard.

There are no special conditions for the sale.

The date of manufacture is indicated on the appliance where MM is the month of manufacture and YYYY is the year of manufacture.

The product is certified, meets the requirements:

TR TS 020/2011 "Electromagnetic compatibility of technical means"

TR EAEU 037/2016 "On the restriction of the use of hazardous substances in products of electrical engineering and radio electronics".

Добро пожаловать в клуб **CARRERA!**

История бренда начинается в 1980-е гг. в Германии, когда дизайнеры разработали первые линейки техники для дома и для ухода за собой.

Инженеры и дизайнеры **CARRERA** вдохновлялись легендарной Carrera Panamericana – самой долгой и опасной гонкой 1950-х. На победу в гонке могли рассчитывать лишь те, кто выкладывался до конца и был готов выйти за пределы возможностей человека и техники.

Эта философия и легла в основу всех продуктов **CARRERA**.

Для каждого устройства используются Hi-Tech компоненты и высококачественные материалы. Акцент делается на мощность, качество, инновационность и функциональный дизайн.

Такой подход нашел отклик в сердцах миллионов покупателей: в настоящий момент узнаваемость бренда в Европе достигла 90 %, а продукты **CARRERA** стали признанным воплощением немецкой точности и мастерства.

Сегодня **CARRERA** продолжает инвестировать в научные исследования и развитие. В каждом созданном продукте сочетается комфорт, производительность и роскошь.

CARRERA – это не просто техника. Это стиль жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

01 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	16
02 НАЗНАЧЕНИЕ	17
03 СХЕМА ПРИБОРА	18
04 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	19
05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	21
06 ОЧИСТКА И УХОД	23
07 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
08 УТИЛИЗАЦИЯ	25
09 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	25
10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26
11 КОМПЛЕКТАЦИЯ	26
12 ГАРАНТИЯ	26
13 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	26

01 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора. Производитель не несет ответственности за выход прибора из строя или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.


- Регулярно проверяйте прибор и кабель USB для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не погружайте прибор и кабель USB в воду или другие жидкости.
- Берегите прибор и кабель USB от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- В случае если вы недавно перенесли хирургическое вмешательство в ротовой полости, либо проходите курс лечения ротовой полости, не рекомендуется использование прибора без предварительной консультации с врачом.
- Если во время использования десны начали кровоточить, необходимо прекратить использование прибора до консультации с врачом.
- Перед использованием прибора снимите с зубов украшения (стразы, грилзы и т. д.).
- Перед сменой насадки или заливом воды в резервуар обязательно выключайте прибор.
- Не включайте прибор, если резервуар для воды пуст. Не заливайте в резервуар горячую воду.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра – выключайте его сразу после использования.
- Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования прибора. Очищайте прибор после каждого использования.
- Не направляйте поток воды в глаза, под язык, в ухо, нос или другие чувствительные области.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект.
- Не подвергайте прибор механическому воздействию. Не надавливайте на насадку слишком сильно. Запрещается использовать деформировавшиеся насадки или насадки с механическими повреждениями.

- Не позволяйте детям играть с прибором, USB-кабелем или элементами упаковки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.

02 НАЗНАЧЕНИЕ

Ирригатор предназначен для ухода за полостью рта и очищения межзубного пространства. Прибор предназначен для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данной инструкции по эксплуатации.

03 СХЕМА ПРИБОРА




Стандартная насадка



Пародонтологическая насадка



Ортодонтическая насадка



USB-кабель

04 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядка


- Перед первым использованием зарядите ирригатор в течение 4-х часов. Такая зарядка необходима каждый раз, когда ирригатор не использовался длительное время.
- Для зарядки подключите ирригатор к источнику питания (в комплект не входит) через USB-кабель. Выходная мощность блока питания должна быть не больше 15 Вт. Температура окружающей среды во время зарядки должна быть 5-35 °С - в противном случае производительность батареи может ухудшиться.
- Определить уровень заряда можно индикаторам режима: при низком уровне заряда батареи все индикаторы будут мигать.
- Во время зарядки индикаторы будут медленно мигать и загорятся ровным светом, когда батарея будет полностью заряжена.
- Одного полного заряда батареи достаточно на 35 дней использования.
- После зарядки сразу отключите ирригатор от источника питания. Использование ирригатора во время зарядки невозможно.
- При полном заряде батареи все индикаторы выключенного ирригатора будут гореть ровным светом. По мере использования и разряда батареи индикаторы будут постепенно гаснуть.

ВНИМАНИЕ!

- **Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте его в разряженном состоянии на длительное время.**
- **Во время первой зарядки или после долгого перерыва в эксплуатации индикаторы могут загореться не сразу после начала зарядки. Подождите около 5 минут - это не является неисправностью.**
- **Не трогайте кабель USB мокрыми руками.**
- **Если во время зарядки прибор или USB-кабель сильно нагреваются, немедленно отключите прибор от источника питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.**
- **Во время зарядки ирригатор может слегка вибрировать - это не является неисправностью.**


Выбор и установка насадки

- В комплект входят 3 сменные насадки:




1. Стандартная насадка для ежедневного ухода за полостью рта.
2. Пародонтологическая насадка для ухода за воспаленными деснами (подходит для использования при пародонтите, пародонтозе и других заболеваниях десен).
3. Ортодонтическая насадка для очищения брекетов, а также мостов, имплантов и труднодоступных участков полости рта.

- Вставьте насадку в специальное отверстие в верхней части корпуса до щелчка. Убедитесь, что она надежно зафиксирована.
- Чтобы извлечь насадку, нажмите на специальную кнопку на корпусе прибора.





Залив воды

Залейте чистую воду через отверстие на корпусе и плотно закройте крышку.



05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед использованием ирригатора тщательно почистите зубы зубной щеткой.
- Поместите наконечник насадки в полость рта под углом 45° и, нажимая кнопку выбора режима , выберите один из доступных режимов. Нажмите кнопку . Удерживая насадку строго под углом 90° , направляйте струю горизонтально в область между зубами вдоль края десны. Передвигайте насадку от задних зубов к передним. Не прижимайте насадку к зубам или деснам слишком сильно.
- Ирригатор запомнит выбранные настройки, и при следующем включении они будут установлены автоматически.
- Ирригатор выключится автоматически, когда в резервуаре для воды закончится вода. Чтобы выключить ирригатор раньше, нажмите кнопку .
- Слейте из резервуара остатки воды.



Режимы использования

Normal (стандартный): режим для бережного ежедневного ухода; рекомендуется при чувствительных деснах и после привыкания десен к давлению воды в режиме SOFT.


Soft (бережный): режим для бережного ухода со слабым напором воды; рекомендуется при чувствительных деснах и в первые дни использования ирригатора, пока десны не привыкли к давлению воды.

Pulse (пульсирующий): режим для точечного удаления загрязнений и массажа десен.

DIY (своя программа): режим позволяет индивидуально настроить интенсивность подачи воды. Всего доступно 7 уровней интенсивности. Нажимая кнопку переключения режимов, установите режим DIY и, удерживая ту же кнопку, отрегулируйте уровень интенсивности.

Советы по применению

- Используйте ирригатор над раковиной, так как от него могут лететь брызги.
- В начале использования рекомендуется использовать ирригатор один раз в день или через день в режиме Soft.
- При первых использованиях допускается небольшая кровоточивость десен. Кровоточивость должна пройти через 1-2 недели регулярного использования ирригатора; если десна продолжают кровоточить, прекратите использование ирригатора и обратитесь к стоматологу.
- Ирригатор не заменит чистку зубов щеткой и пастой, а также зубную нить. Его применение эффективно только в комплексе с этими процедурами.
- Слишком частое использование ирригатора может привести к истончению зубной эмали и увеличению чувствительности зубов.



06 ОЧИСТКА И УХОД

- Протрите корпус прибора чистой влажной тканью и вытрите насухо.
- Промойте насадки под струей прохладной воды с мылом – это необходимо делать после каждого использования. Рекомендуется менять насадки каждые три месяца.
- Слейте из резервуара воду, затем включите ирригатор и дайте ему выработать остатки воды.
- В случае если вы планируете долго не использовать прибор, необходимо снять насадку, слить воду и полностью зарядите прибор.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте абразивные чистящие средства или слишком горячую воду.

07 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Ирригатор не включается.	Ирригатор полностью разряжен.	Зарядите ирригатор в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
Слабый напор воды.	Низкий заряд батареи.	Полностью зарядите ирригатор.
	Насадка засорилась.	Замените насадку.
Из резервуара льется вода.	Крышка отверстия для залива воды не закрыта.	Плотно закройте крышку.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
При включении в электросеть прибор не заряжается	Поврежден кабель USB.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Прибор некорректно подключен к сети.	Проверьте правильность подключения.
Заряд батареи слишком быстро заканчивается после полной зарядки.	Прибор используется при слишком низкой температуре окружающей среды.	Используйте и заряжайте прибор при температуре от 5 до 35 °С.
Насадка подает воду с задержкой.	Это может быть следствием долгого перерыва в эксплуатации и не является неисправностью. Это так же возможно при первом включении.	Снимите насадку и залейте в отверстие для ее установки воду.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

08 УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

Батарея не предназначена для замены пользователем. Батарея содержит материалы, представляющие опасность для окружающей среды. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно, в соответствии с законодательством страны реализации.

09 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: CRP100
- Мощность: 10 Вт
- Аккумулятор: Li-ion, 2000 мА·ч, 3,7 В
- Вход: 5 В = 1 А
- Давление: 345-1034 кПа
- Количество пульсаций: до 1600 импульсов/мин
- Емкость резервуара для воды: 310 мл
- Время зарядки: 4 ч
- Количество режимов: 4
- Степень защиты: IPX7
- Вес: 260 г
- Размер (В x Г x Ш): 293 x 85 x 65 мм

11 КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ирригатор
- Насадка - 3 шт.
- Чехол для хранения
- USB-кабель
- Инструкция по эксплуатации

12 ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:

ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдorado - 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео - 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца - 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Iconbeauty (Shenzhen) Holding Ltd.

Адрес: Room 703, Block 1, Idee Monto Industry Park,
4th Industrial Zone, Shutianpu Community, Matian Street,
Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province,
Китай

Сделано в Китае

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5,
помещение II, комната 3.
Телефон: +7 (495) 644-28-48
E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) на приборе, где ММ - месяц изготовления, YYYY - год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



CARRERA

DESIGNED IN GERMANY

www.carrera.de